

Dispensette® S Trace Analysis

建议应用范围

分配试剂	阀门弹簧 铂-铱	阀门弹簧 钽
Acetic acid 醋酸	+	+
Ammonia solution 氨水溶液	+	+
Bromine 溴	+	+
Hydrochloric acid 盐酸	+	+
Hydrofluoric acid* 氢氟酸	+	-
Hydrogen peroxide 过氧化氢	-	+
Nitric acid 硝酸	+	+
Perchloric acid 高氯酸	+	+
Phosphoric acid 磷酸	+	+
Sodium hydroxide, 30% 氢氧化钠, 30%	+	-
Sulfuric acid 硫酸	+	+
Water 水	+	+

+ 适用 - 不适用

* 氢氟酸与蓝宝石(sapphire)有极轻度的反应。为了减少微量铝的含量的升高，我们建议在分析前舍弃 3-5 次排液，每次 2 ml。

上述建议是建立于已公布的测试结果之上，请始终遵守仪器的操作手册及试剂供应商的操作规范。如您使用的试剂未列于上表，请向BRAND咨询。
0815/2更新。